

ZOTAL
LABORATORIOS

SANITAS[®]

FFG



DESINFECTANTE AMPLIO ESPECTRO



Desinfectante de última generación que combina tres principios activos que juntos ejercen una acción desinfectante de amplio espectro con dosis de uso reducidas: su excelente compatibilidad con todo tipo de materiales lo convierte en un producto versátil para la desinfección completa de instalaciones y locales ganaderos, así como para desinfectar todo tipo de vehículos de transporte de ganado, clínicas veterinarias, (jaulas, etc) y mataderos (establos área de animales). También está autorizado su uso en la industria alimentaria. **Eficaz contra los ooquistes, incluidos los ooquistes de aviares.**



La eficacia que necesitas.

SANITAS®

FFG


DESINFECTANTES



COMPOSICIÓN

Ácido fórmico	39,6%
Clorocresol	20%
Ácido glicólico	3,5%
Excipiente c.s.p.	100%

FORMATOS DISPONIBLES



APLICACIONES:

SANITAS FFG es un desinfectante con ácido fórmico de última generación, que tiene un espectro de desinfección muy amplio, incluyendo salmonella, campylobacter, micobacterias y oquistes. Es un producto versátil para la desinfección completa de naves, locales, recintos e instalaciones ganaderas, avícolas y cunícolas, perreras y otros recintos e instalaciones donde se alojan animales. Asimismo, puede utilizarse en la desinfección de utensilios, maquinaria y aparatos, así como en la desinfección de medios de transporte de animales y zonas destinadas al alojamiento de animales en clínicas veterinarias y zonas de estabulación en mataderos. Puede aplicarse en todo tipo de instalaciones de entorno ganadero.

MODO Y DOSIS DE USO:

SANITAS FFG puede utilizarse para desinfectar todo tipo de superficies, ya sea mediante frotamiento o pulverización, siendo igualmente eficaz en ambas formas. También se puede utilizar en vados sanitarios. El producto se aplicará a la dosis recomendada, dejándolo secar en el lugar de aplicación y, si esto no es posible, dejando actuar al menos 30 minutos (60 minutos para micobacterias y virus, 120 minutos para oquistes). Los utensilios y maquinaria se pueden desinfectar mediante inmersión en una solución a la dosis indicada de producto, durante un mínimo de media hora (60 minutos para micobacterias y virus, 120 minutos para oquistes), y luego enjuagar con abundante agua, si su tamaño lo permite. Permite ser desinfectado mediante pulverización. Realizar una limpieza profunda antes de aplicar el producto. Eliminar cualquier resto de producto tras desinfectar aquellas superficies y utensilios que vayan a estar en contacto con alimentos o bebidas de origen animal.

Diluir el producto en agua fría en las siguientes proporciones, utilizando el vaso medidor adjunto.

Locales, cerramientos y utensilios:

Microorganismos	Condiciones	Tiempo (min)	Dosis
Bacterias (incluyendo salmonella y campylobacter)	Sucias	30	0,8%
Mycobacterias	Limpias	60	1%
Hongos	Limpias	30	2%
Levaduras	Limpias	30	0,8%
Ooquistes	Limpias	120	2%
Virus	Limpias	60	1%

Medio de transporte: 0,5% (50 ml de SANITAS FFG en 10 litros de agua). Vados sanitarios: 1% (100 ml de SANITAS FFG en 10 litros de agua).

Aplicar a razón de:

- Dilución de 100 ml por metro cuadrado en superficies no porosas.
- Dilución de 300 ml por metro cuadrado en superficies porosas. Modo de empleo: frotamiento, pulverización, inmersión o lanza de espuma.

UTILICE LOS BIOCIDAS DE FORMA SEGURA. LEA SIEMPRE LA ETIQUETA Y LA INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO ANTES DE USARLO

Laboratorios Zotal S.L.U.

Ctra. Nacional 630, km. 809.

41900 Camas (Sevilla) ESPAÑA

Tel.: +34 954 390 204 Email: zotal@zotal.com



INFORMACIÓN AL USUARIO: +34 954 395 297

www.zotal.com



efr